

地球の恵みを、社会の望みに。

 **エアウォーター・メディカル株式会社**

オーツ- O₂ グリーン 5S1

5L器 酸素濃縮装置



より使いやすく
もっと身近に
もっと快適に

オーツ- O₂グリーン5S1 ③つのポイント

POINT

1

軽量・コンパクト +省エネ設計

5Lタイプで軽量・コンパクト。設置場所を選ばず、スペースもとりません。また、流量に合わせてコンプレッサの動きを細かく制御することで、使用電力を削減。

POINT

2

音声ガイダンス・ 警報

加湿器外れやチューブ折れなど、異常を検知した場合、音声とアイコン(イラスト)による警報表示でお知らせします。

POINT

3

安全性への 配慮

- 万一の火災発生時の延焼を防ぐための「火災防止機能」を搭載。



火災防止機能

- いたずらや意図しない設定変更を防ぐ「チャイルドロック機能」を搭載。



仕様

コード番号	ZS-IA5D	使用条件	周囲温度5～35℃ 相対湿度30～75% (結露のないこと) 使用気圧900～1,060hPa (標高約1,000mまで)
寸法	高さ625×幅350×奥行295mm		
重量	20kg		
消費電力	流量 5.00L/分…240W	酸素濃度	88～95%
電撃に対する保護	クラスII 回 B形装着部 人	酸素流量 (L/分)	0.25/0.50/0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/ 2.00/2.50/3.00/3.50/4.00/4.50/5.00
EMC	JIS T0601-1-2:2018に適合	警報	警報表示と音によりお知らせします。 【電源供給停止】、【装置異常】、【流量異常】、【圧力異常】、 【酸素濃度低下】、【チューブ折れ】、【加湿器外れ】、【火気検知】
運転音(騒音レベル)	流量5.0L/分 42dB(A)以下 流量3.0L/分 39dB(A)以下 (JIS T7209:2018に準拠)		

改良のため予告なしに仕様を変更する場合があります。

回 : クラスII機器の安全基準を満たしていることを示しています。

人 : 保護の程度がB形装着部であることを示しています。

Aw エアウォーター・メディカル株式会社

販売 : エア・ウォーター・メディカル株式会社 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-12-3 第一誠実ビル7階

製造販売業者 : 株式会社 医器研 〒350-1331 埼玉県狭山市新狭山2-12-27

販売名 : O₂グリーン5S1 医療機器認証番号 : 302AHBZX00017A01 特定保守管理医療機器