

地球の恵みを、社会の望みに。

 **エアウォーター・メディカル株式会社**

OXY 5 S1

5L器 酸素濃縮装置



より使いやすく
もっと身近に
もっと快適に

OXY5S1 ③つのポイント

POINT

1

軽量・コンパクト +省エネ設計

5Lタイプで軽量・コンパクト。設置場所を選ばず、スペースもとりません。また、流量に合わせてコンプレッサの動きを細かく制御することで、使用電力を削減。

POINT

2

音声ガイダンス・ 警報

加湿器外れやチューブ折れなど、異常を検知した場合、音声とアイコン(イラスト)による警報表示でお知らせします。

POINT

3

安全性への 配慮

- 万一の火災発生時の延焼を防ぐための「火気検知機能」を搭載。



火気検知機能

- いたずらや意図しない設定変更を防ぐ「チャイルドロック機能」を搭載。



仕様

販売名	酸素濃縮装置 OXY5S1	使用条件	周囲温度 5～35℃ 相対湿度 30～75% (結露のないこと) 使用気圧 900～1,060hPa (標高約 1,000m まで)
寸法	高さ 625×幅 350×奥行 295mm		
重量	20kg		
消費電力	流量 5.00L/分…240W	酸素濃度	88～95%
電撃に対する保護	クラスII回 B形装着部 ⚠	酸素流量 (L/分)	0.25/0.50/0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/ 2.00/2.50/3.00/3.50/4.00/4.50/5.00
EMC	JIS T0601-1-2:2018に適合	警報	警報表示と音によりお知らせします。 【電源供給停止】、【装置異常】、【流量異常】、【圧力異常】、 【酸素濃度低下】、【チューブ折れ】、【加湿器外れ】、【火気検知】
運転音 (騒音レベル)	流量 5.0L/分 42dB (A) 以下 流量 3.0L/分 39dB (A) 以下 (JIS T7209:2018に準拠)		

改良のため予告なしに仕様を変更する場合があります。

回：クラスII機器の安全基準を満たしていることを示しています。

⚠：保護の程度がB形装着部であることを示しています。

エアウォーター・メディカル株式会社

販売業者：エア・ウォーター・メディカル株式会社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目18番19号
製造販売業者：エア・ウォーター・メディカル株式会社 埼玉県川越市南台一丁目5番地1
販売名：酸素濃縮装置 OXY5S1 医療機器認証番号：302AHBZX00017000 特定保守管理医療機器