

地球の恵みを、社会の望みに。

 **エアウォーター・メディカル株式会社**

オーツ- O₂ グリーン 10S1

10L 器 酸素濃縮装置



「自宅で過ごしたい」
という
一人でも多くの
患者さまに
寄り添うために

オーツ- O₂グリーン10S1 3つのポイント

POINT

1

流量設定は 3L/分~10L/分で可能

3.0L/分から10.0L/分まで設定可能。
低流量から高流量の患者さままで
幅広くご使用いただけます。

流量 (L/分)							
3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0

POINT

2

音声ガイダンス・ 警報

加湿器外れやチューブ折れ
など、異常を検知した場合、
音声とアイコン(イラスト)による
警告表示でお知らせします。

POINT

3

安全性への 配慮

- 万一の火災発生時の延焼を防ぐ
ための「火災防止機能」を搭載。



火災防止機能

- いたずらや意図しない設定変更を
防ぐ「チャイルドロック機能」を搭載。



仕様

コード番号	ZS-IA10A	使用条件	周囲温度 5~35℃ 相対湿度 30~75% (結露のないこと) 使用気圧 900~1,060hPa (標高約 1,000m まで)
寸法	高さ 775×幅 430×奥行 320mm		
重量	35kg		
消費電力	流量 10.0L/分…400W	酸素濃度	88 ~ 95%
電撃に対する保護	クラス II 回 B形装着部 人	酸素流量 (L/分)	3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0
EMC	JIS T0601-1-2:2018に適合	警報	警告表示と音によりお知らせします。 【電源供給停止】、【装置異常】、【流量異常】、【圧力異常】 【酸素濃度低下】、【チューブ折れ】、【加湿器外れ】、【火気検知】
運転音 (JIS 7209:2018に準拠)	流量 10.0L/分 44dB (A) 流量 3.0L/分 42dB (A)		

改良のため予告なしに仕様を変更する場合があります。

回 : クラスII機器の安全基準を満たしていることを示しています。

人 : 保護の程度がB形装着部であることを示しています。

エアウォーター・メディカル株式会社

販売 : エア・ウォーター・メディカル株式会社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目18番19号
 製造販売業者 : エア・ウォーター・メディカル株式会社 埼玉県川越市南台一丁目5番地1
 販売名 : O₂グリーン10S1 医療機器認証番号 : 302AGBZX00035A01 特定保守管理医療機器