

地球の恵みを、社会の望みに。

 エアウォーターメディカル株式会社

アラーム付き酸素流量調整器

# カルミアG

## 見える × 聞こえる

フローインジケータ

×

残圧アラーム



## うっかりミスをし、 しっかりケア

経験や知識があっても、

不注意によるミスは起こるものです。

新しいカルミアGは、

ポンベの圧力低下をお知らせするアラーム機能と

酸素の流れが一目で分かるフローインジケータ付き。

忙しい状況でも、耳と目で気づけます。

電池いらずでメンテナンスも容易です。



# 看護師目線で、 より安全に使いやすく

## 音で気づく

### 残圧アラーム

3MPa以下でアラームが鳴り、交換時期をお知らせします。機械式なので電池は不要です。



## 一目で見える

### フローインジケータ

酸素ボンベからの酸素の流れが一目で見える緑色のフローインジケータ。



## まとめてレイアウト

フローインジケータ・圧力計・流量設定ダイヤルをまとめて一目で確認できます。



フローインジケータ

圧力計

流量設定ダイヤル

軽量350g。  
片手でもしっかり握れるサイズです

### 取り付けやすい

扱いやすいサイズ感。取付ハンドルは握りやすく、回し込みもらくらくです。



### 倒れにくい

本体が小さく軽いため、高い安定性を確保します。



### 選べる最大流量

投与する流量に合わせて、最大流量10L/分・15L/分の2種類をご用意。



主な仕様	カルミアG/10	カルミアG/15
流量設定 (L/分)	0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	0, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15
圧力	一次圧力 2~19.6MPa 入力規格 W22-14 二次圧力 0.4MPa以下	
寸法(mm)	64×80×80	
重量(g)	350	
製品届出番号	11B2X10035000003	
分類	機械器具06 呼吸補助器 特定保守管理医療機器 一般医療機器 高圧ガスレギュレータ JMDNコード35300000	
動作環境	使用温度:0~40℃ 使用湿度:10~80%(結露なきこと) 使用気圧:800~1060hPa	

地球の恵みを、社会の望みに。

**Aw エアウォーター・メディカル株式会社**

販売:エア・ウォーター・メディカル株式会社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門三丁目18番19号 TEL:03-3578-7813  
製造販売業者: 武蔵医研株式会社 〒333-0845 埼玉県川口市上青木西1丁目9番19号 TEL:048-424-3073  
販売名:カルミアG

商品についての動画はコチラ ▶



<https://www.awmi.co.jp> ▶



◎当商品は医薬品医療機器等法第二条に定められた医療機器であり、医師の指示のもとに使用してください。◎購入の際は、購入年月日・販売店など所定の事項を記入した保証書を必ずお受けください。保証期間内でありましても保証書の提示がないと、修理等が有償になる場合があります。◎改良のため仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承ください。◎このカタログの内容は、2023年7月現在のものです。